

GLOBAL 8000 EMS

Electroestimulación 4 canales



CANJEE SU EQUIPO

Entregue el suyo en parte de pago por uno nuevo.



EXCLUSIVIDAD TERRITORIAL

No vendemos equipos en su zona



CRÉDITO EN 24 HORAS

Califique en 24 hs para comprar su equipo ahora



DESCUENTOS ESPECIALES

Según el tipo de pago o monto de su compra.



RENTE UN EQUIPO

Sin inversión inicial, comience a ganar dinero.



SOFTWARE CLÍNICO

Para la administración de pacientes.

 globalesthetic

 www.globalesthetic.com.mx

 +52 (55) 8421-2990

 contacto@globalesthetic.com.mx



Global Esthetic
Aparatología estética de Vanguardia

GLOBAL 800 EMS

El GLOBAL 8000 es un equipo para tratamientos mediante la utilización de ondas rusas e interferenciales de 4 canales.

Su poderoso sistema de ondas rusas están conformadas por una especial forma de onda y frecuencia, que gracias a una particular modulación, son capaces de alcanzar músculos muy profundos con grados de extrema flaccidez, y hacerlos trabajar con mucha intensidad, pero con baja sensación y sin alterar la sensibilidad cutánea. Son eficaces porque actúan simultáneamente a nivel del tejido muscular, del panículo adiposo y del sistema circulatorio periférico venoso y linfático.

Son muy utilizadas en tonificación y elevación de glúteos. La utilización del GLOBAL 8000 EMS por un tiempo aproximado de 30 minutos produce una activación del metabolismo celular local generando una reducción y modelación en la zona a tratar, así como también ayuda a la reducción de la celulitis.


Es recomendable realizar un mínimo de 2 a 4 sesiones de 30 minutos por semana, y no menos de 12 a 16 sesiones según cada caso en particular. Además es recomendable combinarlas con otros métodos de tratamiento.

Son corrientes de media frecuencia (entre 2000 y 4000 Hz) que se mezclan o interfieren entre sí con la característica de que entre ambos circuitos (es decir, entre las 2 frecuencias) tiene que haber una diferencia de 100 Hz. Esto produce el efecto de torción en el músculo, permitiendo la modelación y drenaje.

Tratamientos

- Adiposidad localizada
- Celulitis
- Contractor muscular
- Electroestimulación
- Flaccidez
- Modelación
- Reducción
- Rehabilitación kinesiológica
- Retorno venoso
- Terapia del dolor
- Tonificación muscular
- Electroterapia

Accesorios



Efectos Fisiológicos

- Mejoramiento del metabolismo y regeneración tisular.
- Regulación funcional sobre órganos internos.
- Disminución del dolor.
- Acción antiinflamatoria en derrames y edemas.

Características técnicas

Medidas: altura 18 cm., ancho: 37 cm., profundidad: 27 cm.

Peso del equipo: 3 kg.

Alimentación: 220 v 50 Hz.

Consumo máximo: 65 W (aprox.)

Sistema digital, con 12 programas y posibilidad de grabar programas personalizados.

